

## 产品说明书

货号：PM882201

产品名称：促甲状腺激素受体（TSHR）抗原

产品规格：100µg/1mg

### 产品介绍

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 产品名   | 促甲状腺激素受体（TSHR）抗原            |
| 货号    | PM882201                    |
| 表达宿主  | CHO 细胞                      |
| 适用方法  | 化学发光，流式细胞术，酶联免疫吸附测定法，膜条法检测等 |
| 种属反应性 | 人                           |

### 性能

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 形式 | 液体                          |
| 制剂 | 在含有海藻糖的 PBS 溶液中经 0.2µm 滤器过滤 |
| 纯度 | > 90% (SDS-PAGE)            |

### 存储和运输

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 存储   | -70°C                                        |
| 运输   | 干冰运输                                         |
| 有效期  | 自收到货起，-70°C条件下可储存 12 个月。<br>不建议在 4°C条件下长期储存。 |
| 注意事项 | 建议收货后根据自身实验需要进行分装，避免反复冻融                     |

