

产品说明书

货号：PM881304

产品名称：抗锌转运蛋白 8 (ZnT8) 抗体 产品规格：100 μ g/1mg

产品介绍

产品名	抗锌转运蛋白 8 (ZnT8) 抗体
货号	PM881304
亚型	嵌合抗体
适用方法	化学发光，流式细胞术，酶联免疫吸附测定法
种属反应性	人

性能

形式	液体
克隆	B104
纯度	> 95% (SDS-PAGE)
浓度	1mg/mL
存储溶液	PBS,含 FBS
纯化说明	从生物反应器浓缩液中纯化的抗体

存储和运输

存储	2-8 $^{\circ}$ C
运输	蓝冰运输
有效期	自交付日起两年内
注意事项	建议收货后根据自身实验需要进行分装，避免反复冻融

