

产品说明书

货号：PM882304

产品名称：ZnT8A (W325) 抗原

产品规格：100µg/1mg

产品介绍

产品名	ZnT8A (W325) 抗原
货号	PM882304
表达宿主	大肠杆菌
适用方法	化学发光，流式细胞术，酶联免疫吸附测定法，膜条法检测等
种属反应性	人

性能

形式	液体
制剂	在含有海藻糖的 PBS 溶液中（含 2M 尿素）经 0.2µm 滤器过滤。
纯度	> 90% (SDS-PAGE)
溶解方法	--

存储和运输

存储	-70℃
运输	干冰运输
有效期	自收到货起，-70℃条件下可储存 6 个月。 不建议在 4℃条件下长期储存。
注意事项	建议收货后根据自身实验需要进行分装，避免反复冻融

